



Life Science




Cisa Group opera nel mercato del lavaggio e della sterilizzazione per il settore sanitario e per il settore life science.

Le apparecchiature Cisa Life Science sono progettate per laboratori scientifici, centri di ricerca e aziende farmaceutiche, attive nello sviluppo di prodotti che migliorano la vita.



Cisa Life Science
info@cisagroup.it



Lavaggio

Sterilizzazione

Waste management

Bridging Science and Life

Cisa Life Science a supporto di scienziati, ricercatori e ingegneri che si impegnano ogni giorno alla salvaguardia dell'umanità.



Malattia e nuovo farmaco

Ricerca



Test clinici



Produzione



Terapia e farmaco



Le applicazioni



Laboratori

Dispositivi di lavaggio
Sterilizzatrici

- BSL1/2
- BSL3/4



Centri di ricerca

Sterilizzatrici

- BSL1/2
- BSL3/4

Waste



Farmaceutica


Sterilizzatrici



Cisa Life Science
info@cisagroup.it

Life Science prodotti & soluzioni

| Applicazioni | | Laboratori | Centri di ricerca | Pharma | Dimensioni esterne 1P -2P | Dimensioni camera | | Configurazione Biohazard |
|-------------------------|---------------------------|------------|-------------------|--------|--|--|---------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | Lavatrici: misure espresse in mm (L x H x P) Sterilizzatrici: misure espresse in mm (L x H x P) | Lavatrici: misure espresse in mm (L x H x P) e volume in L Sterilizzatrici: misure espresse in mm (L x H) e volume in L | | |
| Dispositivi di lavaggio | Piccola mod. 104 | ● | | | 780X2000x800-830 | 550X660x620 | 225 | |
| | Media mod. 155 | ● | | | 1200X2000x1036-1066 | 630X680x840 | 400 | |
| | Grande mod. 305 | ● | | | 1200X2000x1910 | 630X680x1680 | 800 | |
| Sterilizzatrici | P-3000LS | ● | | | 700x1850 | 322x322 | 71 101 | ✓ |
| | P-3600LS | ● | ● | | 903x1850 | 333x666 | 157 218 | ✓ |
| | P-420LS | ● | ● | | 903x1850 | 452x452 | 144 199 255 | ✓ |
| | P-450LS | ● | ● | | 1100x1850 | 452x660 | 207 296 379 | ✓ |
| | P-640LS | ● | ● | ● | 1424x1850 | 660x660 | 313 434 556 695 868 | ✓ |
| | P-1000LS | ● | ● | ● | 2000x2100 | 660x1120 | 739 956 1178 1473 1843 | ✓ |
| | P-1400LS | | ● | ● | 2000x2350 | 660x1490 | 982 1277 1572 1964 2455 | ✓ |
| | P-1350LS | | ● | ● | 2800x2100 | 1050x1350 | 2268 2835 3544 | ✓ |
| | P-2000LS | | ● | ● | 2800x2750 | 1050x2000 | 3358 4198 5247 | ✓ |
| | | | | | | Capacità produttiva | | Triturazione |
| Waste | WSD 100 | | ● | | Fino a 100 Kg/H | 1 tritratore | | |
| | WSD 200 | | ● | | Fino a 200 Kg/H | 1 tritratore | | |
| | WSD 400 | | ● | | Fino a 400 Kg/H | 2 tritratore fino a 150/200 kg | | |
| | WSD Sterily-Station WSM50 | | ● | | Fino a 50 Kg/H | 1 tritratore | | |
| | WSD Sterily-Station WSM70 | | ● | | Fino a 70 Kg/H | 1 tritratore | | |



Prodotti correlati